




Flowpression Boots Pro+

FLOWLIFE

Brochure

Flowpression Boots Pro+



Compression Boots by Flowlife

Table of Content

4 —	Manifest
6 —	Why Flowpression Boots Pro+
7 —	Accessories
8 —	Flowpression Boots Pro+ - A Comprehensive Guide
10 —	Starting your Journey
16 —	For Muscle Soreness
18 —	For General Recovery
20 —	Before, During, and After your Workout
25 —	Contact Information
26 —	Manual
	• English • Svenska • Danska • Norsk • Suomi • Deutsch • Polski • Français • Italiano • Español • Nederlands

Manifest

In a world where limits are meant to be shattered, we fuel the fire of relentless pioneers. Our brand champions those who break the mold and embrace the extraordinary, symbolizing a life lived without compromise.

Committed to relentless innovation, we design for those who demand excellence and performance, understanding that the journey into the unknown often leads to unforgettable achievements.

We want to power dreams, aspirations, and triumphs of the audacious, sparking the passions of the unstoppable.

For those who redefine boundaries and explore new horizons, we are Flowlife. Made Possible.

Why Flowpression Boots Pro+?

Revolutionize leg recovery with boots that compress and rejuvenate your muscles.

- **Innovative Compression Technology** - The boots use advanced air compression to simulate hand kneading and stroking, maximizing blood flow and instantly reducing muscle soreness.
- **Therapeutic Relief** - The system provides therapeutic relief by effectively reducing fatigue and enhancing recovery after physical activity.
- **Customizable Compression Modes** - Choose from multiple modes to tailor your recovery session, ensuring comprehensive leg care.
- **Ergonomic and Universal Design** - The boots are designed to fit all, making them easy to use and adjustable. They offer a luxurious feel for ultimate comfort and convenience.

Accessories

Elevate your Flowpression Boots Pro+ experience with essential accessories for optimal functionality.




Massage Boots

These two sleeves provide targeted compression for your legs, ensuring effective recovery.




Control Unit

The central hub powers and controls the compression settings for your boots.



Power Adapter


Ensures your Flowpression Boots Pro+ are always ready for a rejuvenating session.



Carrying Bag

Convenient for storing and transporting your Flowpression Boots Pro+, ensuring you can recover wherever you go.

These accessories complement and enhance the use of the Flowpression Boots Pro+, ensuring convenience and functionality are always within reach.



Flowpression Boots Pro+ by Flowlife: A Comprehensive Guide

This essential guide is designed to enhance leg health and improve device functionality. It will help you maximize the recovery benefits and performance of your Flowpression Boots Pro+ by Flowlife. The boots feature advanced air compression technology with adjustable pressure settings and multiple modes, ensuring effective muscle recovery and rejuvenation.



Prepare Yourself

Ensure your legs are clean and dry before starting a session with the Flowpression Boots Pro+ by Flowlife. This essential step guarantees a hygienic recovery experience and prolongs the product's lifetime.

Starting Your Session

Power On: Easily activate the device by pressing and holding the power button for three seconds.

Wear the Boots: Put the sleeves on your legs properly. There is no left-right difference between the sleeves. Ensure the zipper is fully zipped before use.




Selecting Your Compression Mode

Choose from tailored settings to address your legs' specific needs:


Sequence Mode

Provides a comprehensive treatment by inflating and deflating chambers sequentially to enhance overall relaxation and blood flow.




Circulation Mode

Alternates the inflation and deflation between chambers to provide a dynamic and rejuvenating experience.



Combination Mode

Full leg compression therapy, all chambers work simultaneously with inflation and deflation.



Adjusting Compression Intensity

Adjusting the compression intensity with your Flowpression Boots Pro+ is critical to a personalized recovery experience. Here's how you can control the intensity:

Low Intensity (60mmHg)

Begin with a low-intensity setting, which provides gentle pressure and is ideal for beginners or those seeking a subtle recovery session.

Medium Intensity (120mmHg)

Use a medium-intensity setting, which offers balanced pressure suitable for regular use and mild discomfort alleviation.

High Intensity (200mmHg)

For significant muscle soreness, use a high-intensity setting, which delivers deep and sustained pressure for significant tension relief in stiff or sore areas.

Setting the Session Duration

Adjust the session duration to fit your needs:

60 Minutes

Best for an intensive recovery session, providing extended muscle relief and rejuvenation.

15 Minutes

Perfect for a quick recovery session.

30 Minutes

Ideal for a standard recovery session, offering thorough muscle relaxation.

Battery and Charging Instructions

Keep your Flowpression Boots Pro+ ready for use with these charging guidelines:

Charging the Device:

1. Connect the power adapter to the DC charging port on the base of the control unit.
2. Plug the adapter into a wall outlet.
3. Monitor the battery indicator on the control unit screen to understand the charging status.

Battery Indicators

Low Battery

The indicator will alert you to recharge the device with a low battery.

Charging

When the device is charging, the battery indicator will blink until fully charged.

Full Charge

The indicator will stop blinking and remain lit once the battery is fully charged.

Charging Time

- Fully charge the battery for 2-2.5 hours before using it for the first time.
- A fully charged battery provides 3-4 hours of use, depending on the mode and intensity.

Concluding Your Session

1. Power Off

Turn off the device by pressing and holding the power button for three seconds.

2. Remove the Boots

Unzip and remove the sleeves gently.

3. Store Properly

Pack all accessories into the original package or the storage bag for future use.



TIME

30 min



MODE



COMBINATION
CIRCULATION
SEQUENCE

ZONE

ARM

■ HIP

LEG



STRENGTH


60 mmHg



1 2 3 4

FLOWLIFE





For Muscle Soreness

For addressing muscle soreness with the Flowpression Boots Pro+ by Flowlife, utilizing specific compression modes and adjusting intensity can significantly enhance the effectiveness of the treatment. Here's how to optimize these features.

Select Mode and Intensity

Sequence Mode

For overall leg soreness, choose Sequence Mode, which provides a comprehensive compression cycle covering the entire leg, from the foot to the thigh. This helps distribute the therapeutic effects evenly and promotes effective recovery.

Circulation Mode

If the soreness is concentrated in specific areas, like the calves or thighs, opt for Circulation Mode, which alternates the compression to focus more intensively on these areas. The targeted compression can help address localized discomfort more effectively.

Adjust Compression Intensity

Low Intensity (60mmHg)

Start with a low intensity to gently relieve muscle tightness and gradually increase as needed.

Medium Intensity (120mmHg)

Use medium intensity for a balanced approach to relieve moderate soreness and promote relaxation.

High Intensity (200mmHg)

High intensity provides deep and sustained compression for significant muscle soreness to alleviate severe discomfort and improve blood flow.

Set the Optimal Duration

15 Minutes:

Ideal for quick relief sessions.

30 Minutes:

Provides a thorough session for moderate soreness.

60 Minutes:

Best for intensive recovery, offering extended relief and relaxation.

For General Recovery

The Flowpression Boots Pro+ by Flowlife are excellent for general recovery, providing a comprehensive solution for legs that have endured the stress of daily activities or intense workouts. Here's why they are essential for maintaining leg wellness.

Enhanced Circulation

Flowpression Boots Pro+ enhance circulation through advanced air compression technology. By boosting blood flow, they facilitate the delivery of oxygen and nutrients essential for muscle repair and overall leg health.


Muscle Relaxation

The targeted compression programs effectively alleviate muscle tension across the legs, from the feet to the thighs, promoting relaxation and reducing the risk of overuse injuries. This helps to relax muscles and ease any lingering tension from physical activities.

Flexibility Improvement

Regular use helps to maintain and improve leg flexibility, ensuring your legs remain agile and reducing stiffness that can arise from repetitive motions or prolonged periods of inactivity. This keeps your legs in optimal condition for various activities.

By following this guide, you'll enjoy the full spectrum of benefits the Flowpression Boots Pro+ by Flowlife offer, from therapeutic relief to enhanced leg health, while maintaining the device for long-term use.



Before, During, and After Your Workout

Flowpression Boots Pro+ by Flowlife are designed to enhance your fitness routine, providing crucial support before, during, and after workouts. Here's how to integrate them into your exercise regimen for maximum benefits.

Before Your Workout

Warm-Up Enhancement

Start your fitness routine by using Flowpression Boots Pro+ to warm up your muscles. The gentle compression increases blood flow and oxygen delivery, which helps reduce the risk of injury and prepare your legs for physical activity.

How to Use:

1. Put on the Boots

Wear the Flowpression Boots Pro+ on both legs, ensuring the sleeves are appropriately zipped.

2. Activate Sequence Mode

Select Sequence Mode for a comprehensive warm-up. This mode inflates and deflates the chambers sequentially from the feet to the thighs.

3. Set Low Intensity

Start with a low intensity to gradually increase blood flow and flexibility.

4. Duration

Use the boots for 10-15 minutes to effectively warm up your muscles.

During Your Workout

Active Recovery

Incorporate Flowpression Boots Pro+ during breaks in your workout to aid in active recovery. This helps reduce muscle fatigue and keeps your legs fresh throughout the session, allowing you to perform at your best.

How to Use:

1. Short Breaks

Put on the Flowpression Boots Pro+ for 5-10 minutes during workout breaks.

2. Activate Circulation Mode

Select Circulation Mode to provide dynamic compression, which enhances blood flow without interrupting your workout flow.

3. Adjust Intensity

Use a medium-intensity setting, which offers balanced pressure suitable for regular use and mild discomfort alleviation.

After Your Workout

How to Use:

1. Cool Down

After completing your workout, sit or lie comfortably and wear the Flowpression Boots Pro+.

2. Activate Combination Mode

Select Combination Mode, for full leg pressure treatment.

3. Set High Intensity

Use high intensity to provide deep and sustained compression for significant muscle soreness.

4. Duration

Use the boots for 20-30 minutes to reduce muscle stiffness and promote blood flow.

Benefits

- **Alleviates Muscle Fatigue**

Eases discomfort and reduces sensations of stiffness and soreness.

- **Promotes Circulation**

It enhances blood flow, helps flush toxins, and brings essential muscle nutrients.

- **Supports Flexibility**


Regular sessions help maintain and improve leg flexibility.



hello@flowlife.com
www.flowlife.com
Luntmakargatan 90
113 51 Stockholm

Manual

Flowpression Boots Pro+



1. Massage Boots
2. Control Unit
3. Air Hoses
4. Boot Zipper

ENGLISH

SAFE USE GUIDELINES

- Use only while seated. Do not walk or stand during use.
- Always zip boots fully before starting.
- Never unzip while the power is on.
- Keep dry. Do not use near water or during bathing.
- Do not block airflow or cover the device.
- Store in a dry place. Never place on hot surfaces.
- Never insert objects into any openings.
- Do not use near aerosol sprays or oxygen.
- Only use Flowlife attachments.
- Children under 13 or users needing supervision must be instructed and assisted.
- If the product is damaged or exposed to water, stop use and contact support.
- If the device overheats, switch it off and allow it to cool before reuse.

CHARGING INSTRUCTIONS

- Charge only with the provided 12VDC/2A adapter.
- Do not leave charging unattended or overnight.
- Connect/disconnect the charger gently.

HEALTH PRECAUTIONS

- Consult a doctor before use if you have:
- A pacemaker, metal implants, or intrauterine devices
- Heart disease, recent surgery/injury, or are pregnant
- Neuropathy, epilepsy, migraines, or spinal issues
- Circulatory conditions or take medication (check leaflet)

Avoid use on:

Wounds, skin irritation, or areas with reduced sensation.

OPERATION

- Sit with legs extended or reclined.
- Turn on the device via the rear power button.
- Default: Sequence mode, 60 mmHg.

- Adjust pressure: 60–200 mmHg.
- Set timer: 15–60 min.
- Choose modes: Sequence / Circulation / Combo.
- The device defaults to leg mode. To use hip or arm attachments (sold separately), connect the accessory and toggle the zone button to switch zone.
- Use Play/Pause to start and pause the compression therapy session.
- After use, press the power button and disconnect the hoses to deflate the chambers fully.

MAINTENANCE

- Wipe boots after use with a damp cloth.
- Do not use alcohol cleaners or immerse in water.
- Store in a cool, dry area.
- If product is not in use for a period of time, charge the battery once a month for its longevity.

BATTERY & DISPOSAL

- Internal battery – dispose of as electronic waste.
- Never expose battery to heat or tamper with it.
- Keep out of children's reach.

WARRANTY (2 YEARS)

Covers defects in material or manufacturing. Excludes:

- Misuse, accident, or improper storage
- Unauthorized repairs
- Missing proof of purchase

SPECIFICATIONS

ADAPTER

- Input: 100–240V AC, 50/60Hz
- Output: 12V DC, 2A
- Rated Power: 24W

COMPRESSION SYSTEM

- Modes: Sequence / Circulation / Combination
- Pressure Range: 40–200 mmHg
- Intensity Levels: 60–200

- Session Timer: 15–60 minutes

BATTERY

- Capacity: 2500 mAh
- Usage Time: 3–4 hours
- Charging Time: 2.5 hours

DIMENSIONS & WEIGHT

- Product Weight: 2.92 kg
- Package Weight: 4.38 kg
- Sleeve Type: 4 chambers (Foot / Lower Calf / Upper Calf / Thigh)

BOOT SIZES

- Small: Inseam 80 cm / Thigh 68 cm / Foot 33 cm
- Medium: Inseam 86 cm / Thigh 72 cm / Foot 36 cm
- Large: Inseam 90 cm / Thigh 80 cm / Foot 38 cm

SVENSKA

RIKTLINJER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

- Använd endast sittande. Gå eller stå inte under användning
- Dra alltid igen dragkedjan helt innan start
- Öppna aldrig dragkedjan när enheten är påslagen
- Håll torr. Använd ej nära vatten eller vid bad
- Blockera ej luftflödet eller täck över enheten
- Förvara torrt. Placera aldrig på heta ytor
- För inte in föremål i några öppningar
- Använd ej nära aerosoler eller syrgas
- Använd endast Flowlife-tillbehör
- Barn under 13 år eller användare som behöver tillsyn ska instrueras och assisteras
- Om produkten är skadad eller har varit i kontakt med vatten, sluta använda den och kontakta support
- Om enheten överhettas, stäng av och låt svalna innan återanvändning

LADDNINGSTRUKTIONER

- Ladda endast med medföljande 12VDC/2A adapter
- Lämna ej laddning utan uppsikt eller över natten
- Anslut eller ta bort laddaren varsamt

HÄLSOVARNINGAR

- Rådfråga läkare innan användning om du har:
- En pacemaker, metallimplantat eller spiral
- Hjärtproblem, nyligen genomgången operation eller skada, eller är gravid
- Neuropati, epilepsi, migrän eller ryggproblem
- Cirkulationsbesvär eller tar medicin (se bipacksedel)

Undvik användning på:

Sår, hudirritation eller områden med nedsatt känsel

ANVÄNDNING

- Sitt med benen utsträckta eller tillbakalutade
- Slå på enheten med strömbrytaren på baksidan
- Standardläge: Sekvensläge, 60 mmHg
- Justera trycket: 60–200 mmHg
- Ställ in timer: 15–60 min
- Välj läge: Sekvens / Cirkulation / Kombo
- Enheten startar i benläge. För att använda höft- eller arm-tillbehör (säljs separat), anslut tillbehöret och tryck på zonknappen för att växla zon
- Använd Spela/Paus för att starta och pausa kompressionsterapin
- Efter användning, tryck på strömbrytaren och koppla bort slangarna för att helt tömma kamrarna

SKÖTSEL

- Torka av stövlarna med en fuktig trasa efter användning
- Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel eller sänk ner i vatten
- Förvara i ett svalt och torrt utrymme
- Om produkten inte används under en längre tid, ladda batteriet en gång i månaden för längre livslängd

BATTERI OCH AVFALL

- Inbyggt batteri – kassera som elektronikavfall
- Utsätt aldrig batteriet för värme eller manipulera det
- Förvara utom räckhåll för barn

GARANTI (2 ÅR)

- Gäller material- eller tillverkningsfel. Gäller ej:
- Felaktig användning, olycka eller felaktig förvaring

- Obehöriga reparationer
- Saknat inköpsbevis

SPECIFIKATIONER

ADAPTER

- Ingång: 100–240V AC, 50/60Hz
- Utgång: 12V DC, 2A
- Märkeffekt: 24W

KOMPRESSIONSYSTEM

- Lägen: Sekvens / Cirkulation / Kombinerat
- Tryckområde: 40–200 mmHg
- Intensitetsnivåer: 60–200
- Tidsinställning: 15–60 minuter

BATTERI

- Kapacitet: 2500 mAh
- Användningstid: 3–4 timmar
- Laddningstid: 2,5 timmar

MÅTT OCH VIKT

- Produktvikt: 2,92 kg
- Paketvikt: 4,38 kg
- Manschettyp: 4 kammare (Fot / Nedre vad / Övre vad / Lår)

STÖVLAR – STORLEKAR

- Small: Innerbenslängd 80 cm / Lår 68 cm / Fot 33 cm
- Medium: Innerbenslängd 86 cm / Lår 72 cm / Fot 36 cm
- Large: Innerbenslängd 90 cm / Lår 80 cm / Fot 38 cm

DANSKA

RETNINGSLINJER FOR SIKKER BRUG

- Brug kun mens du sidder. Gå eller stå ikke under brug
- Lyn altid støvlerne helt op før start
- Lyn aldrig op, mens enheden er tændt
- Hold enheden tør. Brug ikke nær vand eller under badning

- Bloker ikke luftstrømmen og dæk ikke enheden til
- Opbevar på et tørt sted. Placer aldrig på varme overflader
- Indsæt aldrig genstande i nogen åbninger
- Brug ikke i nærheden af aerosolsprays eller ilt
- Brug kun Flowlife-tilbehør
- Børn under 13 år eller brugere der har brug for opsyn skal instrueres og assisteres
- Hvis produktet er beskadiget eller har været udsat for vand, stop brug og kontakt support
- Hvis enheden bliver overophedet, sluk den og lad den køle af før genbrug

OPLADNINGSVEJLEDNING

- Oplad kun med den medfølgende 12VDC/2A adapter
- Efterlad ikke opladning uden opsyn eller natten over
- Tilslut og afbryd opladeren forsigtigt

SUNDHEDSFORHOLDSREGLER

- Kontakt læge før brug hvis du har
- En pacemaker, metalimplantater eller spiral
- Hjertesygdom, nylig operation eller skade, eller er gravid
- Neuropati, epilepsi, migræne eller rygproblemer
- Kredsløbsproblemer eller tager medicin (se indlægsseddel)

Undgå brug på

Sår, hudirritationer eller områder med nedsat følsomhed

BRUG

- Sid med benene udstrakte eller tilbagelænet
- Tænd enheden med tænd/sluk-knappen bagpå
- Standard: Sekvens-tilstand, 60 mmHg
- Juster tryk: 60–200 mmHg
- Indstil timer: 15–60 min
- Vælg tilstand: Sekvens / Cirkulation / Combo
- Enheden starter i ben-tilstand. For at bruge hofte- eller armtilbehør (sælges separat), tilslut tilbehøret og brug zoneknappen til at skifte zone
- Brug Afspil/Pause for at starte og pause kompressionsterapien
- Efter brug, tryk på tænd/sluk-knappen og afbryd slangerne for at tømme kamrene helt

VEDLIGEHOLDELSE

- Aftør støvlerne med en fugtig klud efter brug
- Brug ikke alkoholbaserede rengøringsmidler og nedsænk ikke i vand
- Opbevar på et køligt, tørt sted
- Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, oplad batteriet én gang om måneden for at forlænge dets levetid

BATTERI OG BORTSKAFFELSE

- Indbygget batteri – skal bortskaffes som elektronisk affald
- Udsæt aldrig batteriet for varme og forsøg ikke at åbne det
- Opbevares utilgængeligt for børn

GARANTI (2 ÅR)

- Dækker materiale- eller fabrikationsfejl. Undtaget er
- Misbrug, uheld eller forkert opbevaring
- Uautoriserede reparationer
- Manglende købsbevis

SPECIFIKATIONER

ADAPTER

- Input: 100–240V AC, 50/60Hz
- Output: 12V DC, 2A
- Nominel effekt: 24W

KOMPRESSIONSYSTEM

- Tilstande: Sekvens / Cirkulation / Kombination
- Trykområde: 40–200 mmHg
- Intensitetsniveauer: 60–200
- Tidsindstilling: 15–60 minutter

BATTERI

- Kapacitet: 2500 mAh
- Brugstid: 3–4 timer
- Opladningstid: 2,5 timer

MÅL OG VÆGT

- Produktvægt: 2,92 kg
- Pakkevægt: 4,38 kg
- Manchet-type: 4 kamre (Fod / Nedre læg / Øvre læg / Lår)

STØVLESTØRRELSER

- Small: Indersøm 80 cm / Lår 68 cm / Fod 33 cm
- Medium: Indersøm 86 cm / Lår 72 cm / Fod 36 cm
- Large: Indersøm 90 cm / Lår 80 cm / Fod 38 cm

NORSK

RETNINGSLINJER FOR SIKKER BRUK

- Bruk kun mens du sitter. Ikke gå eller stå under bruk
- Lukk alltid støvlene helt igjen før du starter
- Åpne aldri glidelåsen mens enheten er på
- Hold tørr. Ikke bruk nær vann eller under bading
- Ikke blokker luftstrømmen eller dekk til enheten
- Oppbevar på et tørt sted. Ikke plasser på varme flater
- Stikk aldri gjenstander inn i noen åpninger
- Ikke bruk nær aerosolspray eller oksygen
- Bruk kun Flowlife-tilbehør
- Barn under 13 år eller brukere som trenger tilsyn må få veiledning og hjelp
- Hvis produktet er skadet eller har vært utsatt for vann, avslutt bruk og kontakt support
- Hvis enheten blir overopphetet, slå den av og la den avkjøles før gjenbruk

LADEINSTRUKSJONER

- Lad kun med den medfølgende 12VDC/2A-adapteren
- La aldri enheten lade uten tilsyn eller over natten
- Koble til og fra laderen forsiktig

HELSEFORHOLDSREGLER

- Rådfør deg med lege før bruk hvis du har
- Pacemaker, metallimplantater eller spiral
- Hjertesykdom, nylig operasjon eller skade, eller er gravid
- Nevropati, epilepsi, migrene eller ryggproblemer
- Sirkulasjonsproblemer eller bruker medisiner (se pakningsvedlegg)

Unngå bruk på

Sår, hudirritasjon eller områder med redusert følelse

BRUK

- Sitt med bena utstrakt eller tilbakelent
- Slå på enheten med strømbryteren på baksiden
- Standard: Sekvensmodus, 60 mmHg
- Juster trykket: 60–200 mmHg
- Still inn timer: 15–60 minutter
- Velg modus: Sekvens / Sirkulasjon / Kombo
- Enheten starter i benmodus. For å bruke hofte- eller armtilbehør (selges separat), koble til og trykk på soneknappen for å bytte sone
- Bruk Start/Pause for å starte og pause kompresjonsbehandlingen
- Etter bruk, trykk på strømbryteren og koble fra slangene for å tømme kamrene helt

VEDLIKEHOLD

- Tørk av støvlene med en fuktig klut etter bruk
- Ikke bruk alkoholbaserte rengjøringsmidler eller senk i vann
- Oppbevar på et kjølig og tørt sted
- Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad batteriet én gang i måneden for å forlenge levetiden

BATTERI OG AVFALL

- Innebygd batteri – kast som elektronisk avfall
- Ikke utsett batteriet for varme eller prøv å åpne det
- Oppbevares utilgjengelig for barn

GARANTI (2 ÅR)

- Dekker material- eller produksjonsfeil. Dekker ikke
- Feil bruk, uhell eller feil lagring
- Uautoriserte reparasjoner
- Manglende kjøpsbevis

SPESIFIKASJONER

ADAPTER

- Inngang: 100–240V AC, 50/60Hz
- Utgang: 12V DC, 2A
- Nominell effekt: 24W

KOMPRESJONSSYSTEM

- Moduser: Sekvens / Sirkulasjon / Kombinasjon
- Trykkområde: 40–200 mmHg
- Intensitetsnivåer: 60–200
- Tidsinnstilling: 15–60 minutter

BATTERI

- Kapasitet: 2500 mAh
- Brukstid: 3–4 timer
- Ladetid: 2,5 timer

MÅL OG VEKT

- Produktvekt: 2,92 kg
- Pakkevekt: 4,38 kg
- Mansjettype: 4 kamre (Fot / Nedre legg / Øvre legg / Lår)

STØRRELSER – STØVLER

- Small: Innersøm 80 cm / Lår 68 cm / Fot 33 cm
- Medium: Innersøm 86 cm / Lår 72 cm / Fot 36 cm
- Large: Innersøm 90 cm / Lår 80 cm / Fot 38 cm

SUOMI

TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET

- Käytä vain istuen. Älä kävele tai seiso käytön aikana
- Sulje vetoketjut kokonaan ennen käynnistystä
- Älä avaa vetoketjuja, kun virta on päällä
- Pidä kuivana. Älä käytä veden lähellä tai kylvyn aikana
- Älä estä ilmavirtausta äläkä peitä laitetta
- Säilytä kuivassa paikassa. Älä koskaan aseta kuumille pinnoille
- Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin
- Älä käytä aerosolisuihkeiden tai hapen läheisyydessä
- Käytä vain Flowlife-lisävarusteita
- Alle 13-vuotiaat lapset tai käyttäjät, jotka tarvitsevat valvontaa, on opastettava ja autettava
- Jos tuote on vahingoittunut tai altistunut vedelle, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakastukeen
- Jos laite ylikuumenee, sammuta se ja anna sen jäähtyä ennen uudelleenkäyttöä

LATAMISOHJEET

- Lataa vain mukana toimitetulla 12VDC/2A-sovittimella
- Älä jätä latausta valvomatta tai yön yli
- Kytke ja irrota laturi varovasti

TERVEYSHUOMIOITA

- Kysy lääkäriltä ennen käyttöä, jos sinulla on
- Tahdistin, metallisia implantteja tai kierukka
- Sydänsairaus, hiljattain tehty leikkaus tai vamma tai olet raskaana
- Neuropatia, epilepsia, migreeni tai selkäongelmia
- Verenkiertohäiriöitä tai käytät lääkitystä (katso pakkausseloste)

Vältä käyttöä alueilla, joissa on
Haavoja, ihoärsytystä tai heikentynyt tunto

KÄYTTÖ

- Istu jalat ojennettuina tai noja-asennossa
- Käynnistä laite takana olevasta virtapainikkeesta
- Oletus: Sekvenssitila, 60 mmHg
- Sääda painetta: 60–200 mmHg
- Aseta ajastin: 15–60 minuuttia
- Valitse tila: Sekvenssi / Verenkierto / Yhdistelmä
- Laite käynnistyy jalkatilassa. Käyttääksesi lantio- tai käsivarsilisäosaa (myydään erikseen), kytke lisävaruste ja paina vyöhykepainiketta vyöhykkeen vaihtamiseksi
- Käytä Toisto/Tauko-painiketta kompressioterapian käynnistämiseen ja keskeyttämiseen
- Käytön jälkeen paina virtapainiketta ja irrota letkut kammioiden täydellistä tyhjentämistä varten

HUOLTO

- Pyyhi saappaat kostealla liinalla käytön jälkeen
- Älä käytä alkoholia sisältäviä puhdistusaineita äläkä upota veteen
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa akun eliniän säilyttämiseksi

AKKU JA HÄVITTÄMINEN

- Sisäänrakennettu akku – hävitä elektroniikkajätteenä

- Älä altista akkua kuumuudelle tai yritä avata sitä
- Pidä poissa lasten ulottuvilta

TAKUU (2 VUOTTA)

- Kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Ei kata
- Väärinkäyttö, onnettomuus tai virheellinen säilytys
- Luvattomat korjaukset
- Puuttuva ostotosite

TEKNISET TIEDOT

SOVITIN

- Tulo: 100–240V AC, 50/60Hz
- Lähtö: 12V DC, 2A
- Nimellisteho: 24W

KOMPRESSIOJÄRJESTELMÄ

- Tilat: Sekvenssi / Verenkierto / Yhdistelmä
- Painealue: 40–200 mmHg
- Tehotasot: 60–200
- Ajastin: 15–60 minuuttia

AKKU

- Kapasiteetti: 2500 mAh
- Käyttöaika: 3–4 tuntia
- Latausaika: 2,5 tuntia

MITAT JA PAINO

- Tuotteen paino: 2,92 kg
- Paketin paino: 4,38 kg
- Hihatyyppit: 4 kammiota (Jalka / Alempi pohje / Ylempi pohje / Reisi)

KENGÄN KOOT

- Small: Sisäsauma 80 cm / Reisi 68 cm / Jalka 33 cm
- Medium: Sisäsauma 86 cm / Reisi 72 cm / Jalka 36 cm
- Large: Sisäsauma 90 cm / Reisi 80 cm / Jalka 38 cm

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur im Sitzen verwenden. Nicht während der Benutzung gehen oder stehen
- Stiefel immer vollständig schließen, bevor das Gerät eingeschaltet wird
- Den Reißverschluss niemals öffnen, wenn das Gerät eingeschaltet ist
- Trocken halten. Nicht in der Nähe von Wasser oder beim Baden verwenden
- Luftstrom nicht blockieren oder Gerät abdecken
- An einem trockenen Ort aufbewahren. Niemals auf heiße Oberflächen legen
- Keine Gegenstände in Öffnungen einführen
- Nicht in der Nähe von Aerosolsprays oder Sauerstoff verwenden
- Nur Zubehör von Flowlife verwenden
- Kinder unter 13 Jahren oder Benutzer, die Beaufsichtigung benötigen, müssen eingewiesen und unterstützt werden
- Bei Beschädigung des Produkts oder Kontakt mit Wasser sofort die Nutzung beenden und den Kundendienst kontaktieren
- Bei Überhitzung das Gerät ausschalten und vor erneutem Gebrauch abkühlen lassen

LADEANLEITUNG

- Nur mit dem mitgelieferten 12VDC/2A-Adapter aufladen
- Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen oder über Nacht aufladen
- Ladegerät vorsichtig anschließen und trennen

GESUNDHEITLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Verwendung einen Arzt konsultieren, wenn Sie
- Einen Herzschrittmacher, Metallimplantate oder eine Spirale haben
- An einer Herzerkrankung leiden, kürzlich operiert oder verletzt wurden oder schwanger sind
- Neuropathie, Epilepsie, Migräne oder Rückenprobleme haben
- An Durchblutungsstörungen leiden oder Medikamente einnehmen (Packungsbeilage beachten)

Nicht anwenden bei

Wunden, Hautreizungen oder Bereichen mit eingeschränktem Empfindungsvermögen

ANWENDUNG

- Setzen Sie sich mit ausgestreckten oder zurückgelehnten Beinen hin
- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter auf der Rückseite ein
- Standardmodus: Sequenzmodus, 60 mmHg
- Druck anpassen: 60–200 mmHg
- Timer einstellen: 15–60 Minuten
- Modi wählen: Sequenz / Zirkulation / Kombination
- Das Gerät startet im Beinmodus. Um Hüft- oder Armzubehör (separat erhältlich) zu verwenden, schließen Sie das Zubehör an und drücken Sie die Zonenschaltfläche, um die Zone zu wechseln
- Verwenden Sie Start/Pause, um die Kompressionstherapie zu starten oder zu unterbrechen
- Nach der Anwendung drücken Sie den Netzschalter und trennen Sie die Schläuche, um die Kammern vollständig zu entleeren

PFLEGE

- Stiefel nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen
- Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden oder in Wasser eintauchen
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, einmal im Monat aufladen, um die Akkulaufzeit zu erhalten

AKKU UND ENTSORGUNG

- Eingebauter Akku – als Elektroschrott entsorgen
- Den Akku niemals Hitze aussetzen oder manipulieren
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

GARANTIE (2 JAHRE)

- Deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Ausgeschlossen sind
- Unsachgemäße Verwendung, Unfälle oder falsche Lagerung
- Unbefugte Reparaturen
- Fehlender Kaufnachweis

TECHNISCHE DATEN

ADAPTER

- Eingang: 100–240V AC, 50/60Hz

- Ausgang: 12V DC, 2A
- Nennleistung: 24W

KOMPRESSIONSSYSTEM

- Modi: Sequenz / Zirkulation / Kombination
- Druckbereich: 40–200 mmHg
- Intensitätsstufen: 60–200
- Timer: 15–60 Minuten

AKKU

- Kapazität: 2500 mAh
- Betriebsdauer: 3–4 Stunden
- Ladezeit: 2,5 Stunden

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Produktgewicht: 2,92 kg
- Paketgewicht: 4,38 kg
- Manschettentyp: 4 Kammern (Fuß / Untere Wade / Obere Wade / Oberschenkel)

STIEFELGRÖSSEN

- Small: Innenbeinlänge 80 cm / Oberschenkel 68 cm / Fuß 33 cm
- Medium: Innenbeinlänge 86 cm / Oberschenkel 72 cm / Fuß 36 cm
- Large: Innenbeinlänge 90 cm / Oberschenkel 80 cm / Fuß 38 cm

POLSKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Używaj tylko w pozycji siedzącej. Nie chodź ani nie stój podczas użytkowania
- Zawsze całkowicie zapnij zamki przed rozpoczęciem
- Nigdy nie rozpinaj zamków, gdy urządzenie jest włączone
- Przechowuj w suchym miejscu. Nie używaj w pobliżu wody ani podczas kąpieli
- Nie blokuj przepływu powietrza ani nie zakrywaj urządzenia
- Nie stawiaj na gorących powierzchniach
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia
- Nie używaj w pobliżu aerozoli ani tlenu
- Używaj wyłącznie akcesoriów marki Flowlife
- Dzieci poniżej 13 roku życia lub osoby wymagające nadzoru muszą być

poinstruowane i nadzorowane

- W przypadku uszkodzenia produktu lub kontaktu z wodą należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną
- Jeśli urządzenie się przegrzeje, należy je wyłączyć i poczekać, aż ostygnie przed ponownym użyciem

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Ładuj wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza 12VDC/2A
- Nie zostawiaj urządzenia ładującego się bez nadzoru ani na noc
- Podłączaj i odłączaj ładowarkę delikatnie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZDROWIA

- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli masz
- Rozrusznik serca, metalowe implanty lub wkładkę wewnątrzmaciczną
- Choroby serca, niedawno przebyte operacje lub urazy albo jesteś w ciąży
- Neuropatię, padaczkę, migreny lub problemy z kręgosłupem
- Zaburzenia krążenia lub zażywasz leki (sprawdź ulotkę)

Unikaj stosowania na

Ranach, podrażnieniach skóry lub obszarach o obniżonej czułości

UŻYTKOWANIE

- Usiądź z wyprostowanymi lub odchylonymi nogami
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku z tyłu
- Tryb domyślny: tryb sekwencji, 60 mmHg
- Regulacja ciśnienia: 60–200 mmHg
- Ustaw czas: 15–60 minut
- Wybierz tryb: Sekwencja / Krążenie / Kombinacja
- Urządzenie uruchamia się w trybie nóg. Aby użyć nasadki na biodra lub ramię (sprzedawane osobno), podłącz akcesorium i naciśnij przycisk strefy, aby zmienić obszar
- Użyj przycisku Start/Pauza, aby rozpocząć lub wstrzymać sesję kompresyjną
- Po użyciu naciśnij przycisk zasilania i odłącz przewody, aby całkowicie opróżnić komory

KONSERWACJA

- Wytrzyj buty wilgotną ściereczką po użyciu
- Nie używaj alkoholu ani nie zanurzaj w wodzie

- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj baterię raz w miesiącu, aby przedłużyć jej żywotność

BATERIA I UTYLIZACJA

- Wbudowana bateria – utylizować jako odpad elektroniczny
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury ani nie próbuj jej otwierać
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci

GWARANCJA (2 LATA)

- Obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Nie obejmuje
- Niewłaściwego użytkowania, wypadków lub nieprawidłowego przechowywania
- Nieautoryzowanych napraw
- Braku dowodu zakupu

SPECYFIKACJA

ZASILACZ

- Wejście: 100–240V AC, 50/60Hz
- Wyjście: 12V DC, 2A
- Moc znamionowa: 24W

SYSTEM KOMPRESJI

- Tryby: Sekwencja / Krążenie / Kombinacja
- Zakres ciśnienia: 40–200 mmHg
- Poziomy intensywności: 60–200
- Timer: 15–60 minut

BATERIA

- Pojemność: 2500 mAh
- Czas pracy: 3–4 godziny
- Czas ładowania: 2,5 godziny

WYMIARY I WAGA

- Waga produktu: 2,92 kg
- Waga opakowania: 4,38 kg
- Rodzaj mankietu: 4 komory (Stopa / Dolna łydka / Górna łydka / Udo)

ROZMIARY BUTÓW

- Small: Długość nogawki 80 cm / Udo 68 cm / Stopa 33 cm
- Medium: Długość nogawki 86 cm / Udo 72 cm / Stopa 36 cm
- Large: Długość nogawki 90 cm / Udo 80 cm / Stopa 38 cm

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utiliser uniquement en position assise. Ne pas marcher ni se tenir debout pendant l'utilisation
- Toujours fermer complètement les bottes avant de démarrer
- Ne jamais ouvrir la fermeture éclair lorsque l'appareil est sous tension
- Garder au sec. Ne pas utiliser près de l'eau ou pendant le bain
- Ne pas bloquer la circulation de l'air ni couvrir l'appareil
- Conserver dans un endroit sec. Ne jamais placer sur une surface chaude
- Ne jamais insérer d'objets dans les ouvertures
- Ne pas utiliser à proximité d'aérosols ou d'oxygène
- Utiliser uniquement les accessoires Flowlife
- Les enfants de moins de 13 ans ou les utilisateurs nécessitant une surveillance doivent être guidés et assistés
- En cas de dommage ou de contact avec de l'eau, arrêter l'utilisation et contacter le support
- Si l'appareil surchauffe, l'éteindre et le laisser refroidir avant toute réutilisation

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

- Charger uniquement avec l'adaptateur fourni 12VDC/2A
- Ne pas laisser charger sans surveillance ou pendant la nuit
- Connecter et déconnecter le chargeur délicatement

PRÉCAUTIONS DE SANTÉ

- Consulter un médecin avant utilisation si vous avez
- Un pacemaker, des implants métalliques ou un dispositif intra-utérin
- Une maladie cardiaque, une opération ou blessure récente, ou si vous êtes enceinte
- Une neuropathie, de l'épilepsie, des migraines ou des problèmes de dos
- Des troubles circulatoires ou si vous prenez des médicaments (voir la notice)

Éviter l'utilisation sur

Des plaies, des irritations cutanées ou des zones à sensibilité réduite

UTILISATION

- S'asseoir avec les jambes étendues ou allongées
- Allumer l'appareil avec le bouton situé à l'arrière
- Mode par défaut : mode séquence, 60 mmHg
- Régler la pression : 60–200 mmHg
- Régler la minuterie : 15–60 minutes
- Choisir le mode : Séquence / Circulation / Combiné
- L'appareil démarre en mode jambes. Pour utiliser les accessoires pour hanches ou bras (vendus séparément), connecter l'accessoire et appuyer sur le bouton de zone pour changer de zone
- Utiliser Lecture/Pause pour démarrer ou interrompre la séance de pressothérapie
- Après utilisation, appuyer sur le bouton d'alimentation et déconnecter les tuyaux pour vider complètement les chambres

ENTRETIEN

- Essuyer les bottes avec un chiffon humide après utilisation
- Ne pas utiliser de nettoyeurs à base d'alcool ni immerger dans l'eau
- Conserver dans un endroit frais et sec
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, recharger la batterie une fois par mois pour préserver sa durée de vie

BATTERIE ET ÉLIMINATION

- Batterie interne – jeter comme un déchet électronique
- Ne jamais exposer la batterie à la chaleur ni la démonter
- Garder hors de portée des enfants

GARANTIE (2 ANS)

- Couvre les défauts de fabrication ou de matériaux. Ne couvre pas
- Une mauvaise utilisation, un accident ou un stockage inadéquat
- Les réparations non autorisées
- L'absence de preuve d'achat

SPÉCIFICATIONS

ADAPTATEUR

- Entrée : 100–240V AC, 50/60Hz
- Sortie : 12V DC, 2A
- Puissance nominale : 24W

SYSTÈME DE COMPRESSION

- Modes : Séquence / Circulation / Combiné
- Plage de pression : 40–200 mmHg
- Niveaux d'intensité : 60–200
- Minuterie : 15–60 minutes

BATTERIE

- Capacité : 2500 mAh
- Autonomie : 3–4 heures
- Temps de charge : 2,5 heures

DIMENSIONS ET POIDS

- Poids du produit : 2,92 kg
- Poids du colis : 4,38 kg
- Type de manchon : 4 chambres (Pied / Mollet inférieur / Mollet supérieur / Cuisse)

TAILLES DE BOTTES

- Small : Longueur d'entrejambe 80 cm / Cuisse 68 cm / Pied 33 cm
- Medium : Longueur d'entrejambe 86 cm / Cuisse 72 cm / Pied 36 cm
- Large : Longueur d'entrejambe 90 cm / Cuisse 80 cm / Pied 38 cm

ITALIANO

LINEE GUIDA PER UN USO SICURO

- Utilizzare solo da seduti. Non camminare né stare in piedi durante l'uso
- Chiudere sempre completamente gli stivali prima di iniziare
- Non aprire mai la cerniera con il dispositivo acceso
- Mantenere asciutto. Non utilizzare vicino all'acqua o durante il bagno
- Non ostruire il flusso d'aria né coprire il dispositivo
- Conservare in un luogo asciutto. Non posizionare mai su superfici calde
- Non inserire oggetti nelle aperture

- Non utilizzare vicino a spray aerosol o ossigeno
- Utilizzare solo accessori Flowlife
- I bambini sotto i 13 anni o gli utenti che necessitano di supervisione devono essere istruiti e assistiti
- Se il prodotto è danneggiato o è entrato in contatto con l'acqua, interrompere l'uso e contattare l'assistenza
- Se il dispositivo si surriscalda, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di riutilizzarlo

ISTRUZIONI DI RICARICA

- Ricaricare solo con l'adattatore fornito da 12VDC/2A
- Non lasciare il dispositivo in carica incustodito o durante la notte
- Collegare e scollegare il caricatore con delicatezza

PRECAUZIONI PER LA SALUTE

- Consultare un medico prima dell'uso se si ha
- Un pacemaker, impianti metallici o dispositivi intrauterini
- Malattie cardiache, interventi chirurgici o infortuni recenti, oppure se si è in gravidanza
- Neuropatie, epilessia, emicrania o problemi alla colonna vertebrale
- Disturbi circolatori o se si assumono farmaci (vedere foglietto illustrativo)

Evitare l'uso su

Ferite, irritazioni cutanee o aree con sensibilità ridotta

FUNZIONAMENTO

- Sedersi con le gambe distese o reclinate
- Accendere il dispositivo tramite il pulsante posteriore
- Impostazione predefinita: modalità sequenza, 60 mmHg
- Regolare la pressione: 60–200 mmHg
- Impostare il timer: 15–60 minuti
- Scegliere la modalità: Sequenza / Circolazione / Combinata
- Il dispositivo si avvia in modalità gambe. Per usare gli accessori per fianchi o braccia (venduti separatamente), collegare l'accessorio e premere il pulsante zona per cambiare area
- Utilizzare Riproduci/Pausa per avviare o mettere in pausa la sessione di terapia a compressione
- Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione e scollegare i tubi per sgonfiare completamente le camere

MANUTENZIONE

Pulire gli stivali con un panno umido dopo l'uso

Non usare detergenti a base alcolica né immergere in acqua

Conservare in un luogo fresco e asciutto

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la batteria una volta al mese per prolungarne la durata

BATTERIA E SMALTIMENTO

- Batteria interna – smaltire come rifiuto elettronico
- Non esporre mai la batteria al calore e non manometterla
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

GARANZIA (2 ANNI)

- Copre i difetti di materiale o di fabbricazione. Non copre
- Uso improprio, incidenti o conservazione scorretta
- Riparazioni non autorizzate
- Mancanza della prova d'acquisto

SPECIFICHE TECNICHE

ADATTATORE

- Ingresso: 100–240V AC, 50/60Hz
- Uscita: 12V DC, 2A
- Potenza nominale: 24W

SISTEMA DI COMPRESSIONE

- Modalità: Sequenza / Circolazione / Combinata
- Gamma di pressione: 40–200 mmHg
- Livelli di intensità: 60–200
- Timer: 15–60 minuti

BATTERIA

- Capacità: 2500 mAh
- Autonomia: 3–4 ore
- Tempo di ricarica: 2,5 ore

DIMENSIONI E PESO

- Peso del prodotto: 2,92 kg
- Peso della confezione: 4,38 kg

- Tipo di manicotto: 4 camere (Piede / Polpaccio inferiore / Polpaccio superiore / Coscia)

TAGLIE DEGLI STIVALI

- Small: Interno gamba 80 cm / Coscia 68 cm / Piede 33 cm
- Medium: Interno gamba 86 cm / Coscia 72 cm / Piede 36 cm
- Large: Interno gamba 90 cm / Coscia 80 cm / Piede 38 cm

ESPAÑOL

DIRECTRICES DE USO SEGURO

- Usar solo mientras se esté sentado. No caminar ni estar de pie durante el uso
- Cerrar completamente las botas antes de encender el dispositivo
- Nunca abrir la cremallera mientras el dispositivo esté encendido
- Mantener seco. No usar cerca del agua ni durante el baño
- No bloquear el flujo de aire ni cubrir el dispositivo
- Almacenar en un lugar seco. No colocar sobre superficies calientes
- No introducir objetos en ninguna abertura
- No usar cerca de aerosoles ni oxígeno
- Usar solo accesorios de Flowlife
- Los niños menores de 13 años o los usuarios que necesiten supervisión deben ser instruidos y asistidos
- Si el producto está dañado o ha estado en contacto con agua, suspender el uso y contactar con el soporte
- Si el dispositivo se sobrecalienta, apagarlo y dejarlo enfriar antes de volver a usarlo

INSTRUCCIONES DE CARGA

- Cargar solo con el adaptador de 12VDC/2A proporcionado
- No dejar el dispositivo cargando sin supervisión ni durante la noche
- Conectar y desconectar el cargador con cuidado

PRECAUCIONES DE SALUD

- Consultar al médico antes de usar si tiene
- Un marcapasos, implantes metálicos o dispositivos intrauterinos
- Enfermedades cardíacas, cirugía o lesión reciente, o si está embarazada
- Neuropatía, epilepsia, migrañas o problemas de columna
- Trastornos circulatorios o toma medicación (ver prospecto)

Evitar el uso en

Heridas, irritaciones cutáneas o zonas con sensibilidad reducida

FUNCIONAMIENTO

- Sentarse con las piernas extendidas o reclinadas
- Encender el dispositivo con el botón trasero
- Modo por defecto: modo secuencial, 60 mmHg
- Ajustar presión: 60–200 mmHg
- Configurar temporizador: 15–60 minutos
- Elegir modo: Secuencia / Circulación / Combinado
- El dispositivo se inicia en modo piernas. Para usar accesorios de cadera o brazo (se venden por separado), conectar el accesorio y pulsar el botón de zona para cambiarla
- Utilizar Reproducir/Pausa para comenzar o pausar la sesión de terapia de compresión
- Después del uso, presionar el botón de apagado y desconectar las mangueras para desinflar completamente las cámaras

MANTENIMIENTO

- Limpiar las botas con un paño húmedo después de cada uso
- No utilizar limpiadores con alcohol ni sumergir en agua
- Almacenar en un lugar fresco y seco
- Si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, cargar la batería una vez al mes para preservar su vida útil

BATERÍA Y ELIMINACIÓN

- Batería interna – desechar como residuo electrónico
- Nunca exponer la batería al calor ni manipularla
- Mantener fuera del alcance de los niños

GARANTÍA (2 AÑOS)

- Cubre defectos de materiales o fabricación. No cubre
- Uso indebido, accidentes o almacenamiento inadecuado
- Reparaciones no autorizadas
- Falta de comprobante de compra

ESPECIFICACIONES

ADAPTADOR

- Entrada: 100–240V AC, 50/60Hz
- Salida: 12V DC, 2A
- Potencia nominal: 24W
- SISTEMA DE COMPRESIÓN
- Modos: Secuencia / Circulación / Combinado
- Rango de presión: 40–200 mmHg
- Niveles de intensidad: 60–200
- Temporizador: 15–60 minutos

BATERÍA

- Capacidad: 2500 mAh
- Duración de uso: 3–4 horas
- Tiempo de carga: 2,5 horas

DIMENSIONES Y PESO

- Peso del producto: 2,92 kg
- Peso del paquete: 4,38 kg
- Tipo de manguito: 4 cámaras (Pie / Parte inferior de la pantorrilla / Parte superior de la pantorrilla / Muslo)

TALLAS DE BOTAS

- Small: Entrepiera 80 cm / Muslo 68 cm / Pie 33 cm
- Medium: Entrepiera 86 cm / Muslo 72 cm / Pie 36 cm
- Large: Entrepiera 90 cm / Muslo 80 cm / Pie 38 cm

NEDERLANDS

RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- Alleen gebruiken terwijl u zit. Niet lopen of staan tijdens gebruik
- Rits de laarzen altijd volledig dicht voordat u begint
- Rits nooit open terwijl het apparaat is ingeschakeld
- Droog houden. Niet gebruiken in de buurt van water of tijdens het baden
- Luchtstroom niet blokkeren en apparaat niet afdekken
- Bewaren op een droge plaats. Nooit op hete oppervlakken plaatsen
- Nooit voorwerpen in openingen steken

RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- Alleen gebruiken terwijl u zit. Niet lopen of staan tijdens gebruik
- Rits de laarzen altijd volledig dicht voordat u begint
- Rits nooit open terwijl het apparaat is ingeschakeld
- Droog houden. Niet gebruiken in de buurt van water of tijdens het baden
- Luchtstroom niet blokkeren en apparaat niet afdekken
- Bewaren op een droge plaats. Nooit op hete oppervlakken plaatsen
- Nooit voorwerpen in openingen steken Niet gebruiken in de buurt van sprays of zuurstof
- Alleen accessoires van Flowlife gebruiken
- Kinderen onder de 13 jaar of gebruikers die toezicht nodig hebben moeten worden geïnstrueerd en begeleid
- Als het product beschadigd is of met water in contact is gekomen, onmiddellijk stoppen met gebruiken en contact opnemen met de klantenservice
- Als het apparaat oververhit raakt, uitschakelen en laten afkoelen voor hergebruik

OPLAADINSTRUCTIES

- Alleen opladen met de meegeleverde 12VDC/2A adapter
- Laat het apparaat niet onbewaakt opladen of 's nachts
- Sluit de oplader voorzichtig aan en koppel deze voorzichtig los

GEZONDHEIDSVOORZORGEN

- Raadpleeg een arts vóór gebruik als u
- Een pacemaker, metalen implantaten of een spiraaltje heeft
- Lijdt aan hartproblemen, recent een operatie of blessure heeft gehad, of zwanger bent
- Neuropathie, epilepsie, migraine of rugklachten heeft
- Problemen met de bloedsomloop heeft of medicatie gebruikt (zie bijsluiter)

Vermijd gebruik op

Wonden, huidirritaties of gebieden met verminderd gevoel

GEBRUIK

- Ga zitten met gestrekte of achterover leunende benen
- Zet het apparaat aan met de aan/uit-knop aan de achterkant
- Standaardinstelling: sequentiemodus, 60 mmHg
- Pas de druk aan: 60–200 mmHg
- Stel de timer in: 15–60 minuten

- Kies de modus: Sequentie / Circulatie / Combinatie
- Het apparaat start in beenmodus. Om heup- of armaccessoires te gebruiken (apart verkrijgbaar), sluit u het accessoire aan en gebruikt u de zoneknop om van zone te wisselen
- Gebruik de knop Afspelen/Pauze om de compressietherapiesessie te starten of te onderbreken
- Na gebruik de aan/uit-knop indrukken en de slangen loskoppelen om de kamers volledig leeg te laten lopen

ONDERHOUD

- Veeg de laarzen na gebruik af met een vochtige doek
- Gebruik geen alcoholhoudende reinigingsmiddelen en dompel het apparaat niet onder in water
- Bewaren op een koele, droge plaats
- Indien het product langere tijd niet wordt gebruikt, de batterij eenmaal per maand opladen voor een langere levensduur

BATTERIJ EN VERWIJDERING

- Ingebouwde batterij – afvoeren als elektronisch afval
- Stel de batterij nooit bloot aan hitte en probeer deze niet te openen
- Buiten het bereik van kinderen houden

GARANTIE (2 JAAR)

- Dekt materiaal- of fabricagefouten. Uitzonderingen zijn
- Verkeerd gebruik, ongeluk of onjuiste opslag
- Niet-geautoriseerde reparaties
- Ontbrekend aankoopbewijs

SPECIFICATIES

ADAPTER

- Ingang: 100–240V AC, 50/60Hz
- Uitgang: 12V DC, 2A
- Nominaal vermogen: 24W

COMPRESSIESYSTEEM

- Modi: Sequentie / Circulatie / Combinatie
- Drukbereik: 40–200 mmHg
- Intensiteitsniveaus: 60–200
- Timer: 15–60 minuten

BATTERIJ

- Capaciteit: 2500 mAh
- Gebruiksduur: 3–4 uur
- Oplaadtijd: 2,5 uur

AFMETINGEN EN GEWICHT

- Productgewicht: 2,92 kg
- Verpakkingsgewicht: 4,38 kg
- Type manchetten: 4 kamers (Voet / Onderkuit / Bovenkuit / Dijl)

LAARSFORMATEN

- Small: Binnenbeenlengte 80 cm / Dijl 68 cm / Voet 33 cm
- Medium: Binnenbeenlengte 86 cm / Dijl 72 cm / Voet 36 cm
- Large: Binnenbeenlengte 90 cm / Dijl 80 cm / Voet 38 cm

A black and white photograph of a person's neck and shoulder. A black strap, likely from a sports bra or swimsuit, is visible across the shoulder. The skin is smooth and the lighting creates soft shadows, emphasizing the contours of the neck and shoulder.

FLOWLIFE

Active Lifestyle. Made Possible.